

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/34407)

دوره چهل و پنجم تابستان 1402

H4 Results

نمونه مجهول خون کنترل

کد نمونه 2826	EQAP-10814	آزمایشگاه نوبل
---------------	------------	----------------

مشخصات دستگاه سل کانتر	
Mindray	نام
Mindray. Bc-6800	مدل

عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Hb (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/546/172579)	g/dL	12.80	341	12.46	2.75	0.92
Hct (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/546/172602)	%	35.20	345	34.44	4.24	0.55
MCH (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/546/172625)	pg	30.10	342	30.18	3.24	0.09
MCHC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/546/172648)	g/dL	36.20	341	36.19	3.74	0.00
MCV (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/546/172671)	fL	82.00	344	83.34	3.18	0.40

Plt (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/546/172694)	$\times 10^3/\mu\text{L}$	252.00	343	261.33	8.63	0.40
RBC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/546/172717)	$\times 10^6/\mu\text{L}$	4.25	343	4.12	3.06	1.03
WBC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34407/546/172740)	$\times 10^3/\mu\text{L}$	14.50	342	15.10	5.04	0.49

Copyright © 2023 IACLD. All rights reserved.