

انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

- دکتر علی عجمی

نوبل

- منوی اصلی
- صفحه نخست
- دوره های ارزیابی خارجی
- خروج

دوره چهارم پائیز 1400

H4 Results

نمونه مجهول خون کنترل

2136 کد نمونه | EQAP-10814 | آزمایشگاه نوبل

مشخصات دستگاه سل کانتر		
Mindray	نام	
Mindray. Bc-6800	مدل	
عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Hb	g/dL	17.20	367	17.20	3.04	0.00
Hct	%	51.50	367	49.90	4.43	0.80
MCH	pg	28.80	375	30.07	3.39	1.41
MCHC	g/dL	33.50	362	34.51	3.73	0.73
MCV	fL	85.50	368	86.77	3.50	0.37

<u>Plt</u>	x10 ³ /μL	700.00	343	575.59	9.42	2.40
<u>RBC</u>	x10 ⁶ /μL	6.00	365	5.72	3.03	1.62
<u>WBC</u>	x10 ³ /μL	8.90	318	7.80	7.44	1.77

Copyright © 2022 [IACLD](#). All rights reserved.