

برگشت (/IACLD/Panel/Labs/Answers/34409)

چاپ

دوره چهل و هفتم زمستان 1402

H4 Results

نمونه مجهول خون کنترل

کد نمونه 2822	EQAP-10814	آزمایشگاه نوبل
---------------	------------	----------------

مشخصات دستگاه سل کانتر		
Mindray	نام	
	مدل	
عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجودنقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است (Out Of Range)	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
Hb (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34409/603/182766)	g/dL	15.40	355	15.20	2.47	0.43
Hct (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34409/603/182788)	%	44.40	361	42.65	4.21	1.02
MCH (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34409/603/182810)	pg	30.60	343	31.12	2.36	0.56
MCHC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34409/603/182832)	g/dL	34.70	358	35.79	4.06	0.76
MCV (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34409/603/182854)	fL	88.10	372	86.76	3.69	0.38
Plt (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34409/603/182876)	$\times 10^3$ / μL	508.00	356	494.52	6.68	0.30
RBC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/34409/603/182898)	$\times 10^6$ / μL	5.04	349	4.89	2.44	1.00

WBC (/IACLD/Panel/Analysis/Report/ 34409/603/182920)	x10 ³ / μL	23.06	324	24.44	3.80	0.71
--	--------------------------	-------	-----	-------	------	-------------

Copyright © 2024 IACLD. All rights reserved.