

# انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی ایران

- دکتر علی عجمی
- نوبل
- منوی اصلی
- [صفحه نخست](#)
- [دوره های ارزیابی خارجی](#)
- [خروج](#)

دوره چهل و دوم تابستان 1401

## H4 Results

نمونه مجهول خون کنترل

آزمایشگاه نوبل	EQAP-10814	کد نمونه 2001
----------------	------------	---------------

مشخصات دستگاه سل کانتر		
Mindray	نام	
Mindray. Bc-6800	مدل	
عملکرد عالی (رنگ آبی)	DI	< 0.5
عملکرد مطلوب (رنگ سبز)	DI	0.5 - 1.0
نتیجه قابل قبول اما در حدود مرز (رنگ زرد)	DI	1.0 - 2.0
نیاز به بررسی روش و کنترل کالیبراسیون (رنگ نارنجی)	DI	2.0 - 3.0
وجود نقص و نیاز به پیگیری فوری (رنگ قرمز)	DI	> 3.0
نتیجه گزارش شده خارج از محدوده است ((Out Of Range	DI	> 10.0

برای مشاهده آنالیز آماری تمامی همگروه ها، در جدول زیر بر روی نام آنالیت مورد نظر کلیک کنید.

Analyte	Unit	Lab Result	PeerGroup Count	PeerGroup Mean	PeerGroup %CV	Lab DI
<a href="#">Hb</a>	g/dL	12.20	332	12.14	2.62	0.17

<u><a href="#">Hct</a></u>	%	34.50	336	34.86	3.77	0.26
<u><a href="#">MCH</a></u>	pg	29.30	344	29.26	3.51	0.04
<u><a href="#">MCHC</a></u>	g/dL	35.50	346	34.73	3.37	0.55
<u><a href="#">MCV</a></u>	fL	82.60	331	83.74	2.80	0.34
<u><a href="#">Plt</a></u>	x10 <sup>3</sup> /μL	186.00	331	143.87	10.61	3.25
<u><a href="#">RBC</a></u>	x10 <sup>6</sup> /μL	4.17	340	4.15	2.56	0.18
<u><a href="#">WBC</a></u>	x10 <sup>3</sup> /μL	4.30	335	4.49	5.62	0.52

Copyright © 2023 [IACLD](#). All rights reserved.